



CONCEPT CORPORATE

CONCEPT CORPORATE

Einlagenrohlinge mit
Corporate Design
nach PG 08-Konzept,
die Ihr **Arztmarketing**
durch ein modernes
Markenprofil unterstützen.

SANITÄTSHAUS
mustermann



Individueller
Tampondruck
für Ihre Eigenmarke
möglich



Modellübersicht

			Fersenspornausnehmung / Supinations- / Pronationskeil	Weichbettung / -polster	Rigidusfeder	EXPRESSLAGER langsohlig	
STÜTZEND		1763-125 1764-125					✓
		1763-219 1764-219					✓
		2463-219 RP 2464-219 RP		✓			✓
		3163-203			✓		✓
BETTEND		P 8263-165 HK	✓				✓
		P 8261-165 HK FS	✓	✓			✓
SCHALIG		2068-115	✓				✓
		5139-220	✓				✓



FLEX-LINE Polster Microleder schmal

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und Microlederbezug



Herstellernummer:
005 4F 563 733 2 010 00000



35 - 47/48

AUFBAU

KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Spannungskern
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

⚙ Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, schmal
👉 Decke	Lunalight A dunkelblau 2 mm (58° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



FLEX-LINE Polster Microleder

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und Microlederbezug



Herstellernummer:
005 4F 564 733 2 010 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder
- ✓ Teilelastischer Spannungskern
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, breit
👉 Decke	Lunalight A dunkelblau 2 mm (58° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



FLEX-LINE Polster orange Microleder schmal

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster orange und Microlederbezug



Herstellernummer:
005 4F 563 734 2 010 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

⚙ Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, schmal
👉 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



FLEX-LINE Polster orange Microleder

Der teilelastisch stützende Einlagenrohling mit Weichpolster orange und Microlederbezug



EXPRESSLAGER

Herstellernummer:
005 4L 564 734 2 010 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 17

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung und dünn auslaufende Ränder
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Futter Carbotherm halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Berlen-Flex grau 1,2 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, breit
👉 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	Carbotherm halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



FLEX-LINE Microleder Fersensporen Schmal

Der stützende Einlagenrohling mit
weichbettender Fersensporenentlastung für Damen



Herstellernummer:
009 4F 563 757 2 012 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung, schmale Ausführung
- ✓ Teilelastischer Spannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/ -polster und Weichpolster langsohlig

⚙ Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm + Microleder
📍 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



FLEX-LINE Microleder Fersensporen

Der stützende Einlagenrohling mit
weichbettender Fersensporenentlastung



Herstellernummer:
009 4L 473 757 2 012 00000



35 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 24

- ✓ Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Spannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Carbofutter halbsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/ -polster
und Weichpolster langsohlig

🔦 Unterbau	Berlen-Flex weiß 1,8 mm + Berlen-Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25° Shore A); Fersenpolster Springolon Plus 3 mm + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Carbofutter halbsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß,
Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit
Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit
Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



STABLE-LINE Rigidus Polster Microleder

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Rigidusfeder, Weichpolster und Microlederbezug in Unisexform



EXPRESSLAGER

Herstellernummer:
027 4L 363 743 2 005 00000



AUFBAU



KERNSYSTEM 31

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern mit Rigidusfeder, fersenfrem, dünne Ränder
- ✓ Futter Aquiline langsohlig, schwarz
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Hallux Rigidus

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Spritzgusskern weiß SK 2
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springersorb schiefer 3 mm (8° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	Aquiline langsohlig, schwarz

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY

CONCEPT CORPORATE MARKETING SERVICE

- ✓ Bilddatenbank mit Motiven für Ihre Werbung
- ✓ Online-Verkaufsseminar zur Mitarbeiter-Schulung
- ✓ Anzeigen für Social Media (Facebook, Instagram)

Für mehr Information schreiben Sie uns an marketing@springer-berlin.de.





SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling
mit Versteifung orange-schwarz

EXPRESSLAGER



Herstellernummer:
356 2L 860 696 1 050 00000



AUFBAU



UNTERBAU 8263

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporn, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springosoft orange 4 mm (30°Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



SPRINGOSOFT-LINE HK Fersensporen Microleder

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender
Fersensporenentlastung schwarz



Herstellernummer:
356 2F 860 696 1 053 00000



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 8261

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Fersensporen, Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil, Fersensporenausnehmung/ -polster und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Springosoft40 weiß 12 mm
👣 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springosoft orange 4 mm (30°Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, abweichende Leistengröße, Fersensporen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten



FLEX-LINE Schale Polster Microleder

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Fersenplateau und schwarzer Decke für Erwachsene



Herstellernummer:
020 4F 318 684 2 065 00001



AUFBAU



KERNSYSTEM 20

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- ✓ Stabiler Spannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Kernsystem flachgedrückt
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze offen

Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Lunasoft SL schwarz 3 mm (°40 Shore A) + Microleder
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne Futter, plattgedrückt

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)



KIDS-LINE Polster Microfaser

Der feste Schaleneinlagenrohling mit Fersenplateau
und orange-schwarzer Decke für Kinder



Herstellernummer:
020 3F 39L 761 0 000 00000



19/20 - 47/48

AUFBAU



KERNSYSTEM 51

- ✓ Schalen-Leistenform mit integrierter Supinationsstütze
- ✓ Stabiler Spannungskern mit weichen Rändern
- ✓ Leichte Quergewölbestütze
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Kinder, Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

⚡ Unterbau	Berlen Flex anthrazit 1,4 mm + Berlen Flex rot 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Lunalastik orange 3 mm (25°Shore A) + Microfaser schwarz
👉 Pelotte	ohne Pelotte, ohne Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Plattfuß, Klumpfuß, Postoperative Versorgung, schwere kontrakte Fußdeformitäten


STÜTZEND

BETTEND

SCHALIG

SENSOMOTORISCH

SAFETY



NORD-OST: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt Nord, Berlin, Brandenburg, Hamburg | **NORD-WEST:** Bremen, Niedersachsen-West, NRW-Nord | **OST:** Sachsen-Anhalt-Süd, Niedersachsen Süd-Ost, Thüringen, Sachsen | **WEST:** NRW-Süd, Hessen, Rheinland-Pfalz Nord | **SÜD-WEST:** Saarland, Hessen-Süd, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz Süd | **SÜD-OST:** Bayern
(Zahlen auf der Karte entsprechen den Postleitzahlgebieten)



PERSÖNLICHE BERATUNG



Heiko Schreiter
LEITUNG VERTRIEB + OST
☎ 0176 - 563 103 59
☎ 030 - 49 00 03 - 20
✉ heiko.schreiter@springer-berlin.de



Marco Müller
NORD-OST
☎ 0176 - 563 103 63
☎ 030 - 49 00 03 - 12
✉ marco.mueller@springer-berlin.de



Donatus Dalbert
NORD-WEST
☎ 0151 - 108 225 25
☎ 030 - 49 00 03 - 12
✉ donatus.dalbert@springer-berlin.de



Pascal Adolf
WEST
☎ 0176 - 563 103 68
☎ 030 - 49 00 03 - 13
✉ pascal.adolf@springer-berlin.de



Andreas Schäuble
SÜD-WEST
☎ 0176 - 563 103 67
☎ 030 - 49 00 03 - 13
✉ andreas.schaeuble@springer-berlin.de



Christian Baumann
SÜD-OST
☎ 0176 - 563 103 64
☎ 030 - 49 00 03 - 20
✉ christian.baumann@springer-berlin.de



Unsere Servicezeiten

Mo, Di, Do 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr
Mi, Fr 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:00 Uhr



CONCEPT CORPORATE FOR YOU

Bei SPRINGER können Sie Ihr Sortiment nach individuellen Wünschen zusammenstellen. Wir beraten Sie gerne in der Form-, Material- und Farbwahl.



Microleder grau



Polster weiß



Microfaser schwarz



Polster blau



X-Static



Polster weiß



Microleder dunkelblau



Polster schwarz





🏠 **SPRINGER AKTIV AG**
Lengeder Str. 52
D - 13407 Berlin

☎ +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
✉ bestellung@springer-berlin.de
📱 www.springer-berlin.de
🛒 shop.springer-berlin.de

Klimaneutrales Unternehmen
2022 / 2023

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Strasse 52
13407 Berlin

KLIMANEUTRALITÄT DURCH CO₂-KOMPENSATION
SEHR GUT
★★★★★

DIOP
Das Klimaneutralitätssiegel ist ein Zeichen für
Klimaneutralität und Transparenz