

## FUSS

Normalfuß		Senk-Spreizfuß		Knick-Senkfuß		Leichter Hohl-Spreizfuß		Starker Hohl-Spreizfuß		Leichter Klumpfuß	
<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts



Fußlänge in mm	Links	Rechts

## PARAMETER

Beinachse	Links   Rechts	Ballen	Links   Rechts
Flach	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	keine Beschwerden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mulde	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schmerz MFK I	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Schalig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schmerz MFK V	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Beschwerden Großzehen</b>		Schmerz MFK I + V	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
neutral	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schmerz MFK II + III	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
innenrotiert	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Metatarsalgie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
außenrotiert	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Beschwerden Knie / Schienbein</b>	
<b>Beschwerden Fußsohle</b>		keine Beschwerden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
keine Beschwerden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	allgemeiner Knieschmerz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Achillessehne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schienbeinschmerz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Plantarfasciitis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	mediale Gonarthrose	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Gangbild</b>		laterale Gonarthrose	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Flach	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Mulde	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Schalig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

## MODELLKONFIGURATION

Fußbreite		
<input type="checkbox"/> schmal	<input type="checkbox"/> normal	<input type="checkbox"/> breit

Stanzgröße (Schuhgröße)	Links   Rechts

Ausführung	
Alltagsschuh, Einschicht, mit Trägerplatte 2 mm (v1)	<input type="checkbox"/>
Bequemschuh, Einschicht, mit Trägerplatte 2 mm (v2)	<input type="checkbox"/>
Alltagsschuh, Einschicht, ohne Trägerplatte 3 mm (v3)	<input type="checkbox"/>
Bequemschuh, Einschicht, ohne Trägerplatte 3 mm (v4)	<input type="checkbox"/>
Alltagsschuh, Einschicht, ohne Trägerplatte 5 mm (v5)	<input type="checkbox"/>
Bequemschuh, Einschicht, ohne Trägerplatte 5 mm (v6)	<input type="checkbox"/>

## MATERIALAUSWAHL

Fräsmaterial v1 + v2	
EVA hellblau mit Trägerschicht (25° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA weiß mit Trägerschicht (30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA braun mit Trägerschicht (35° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA weiß mit Trägerschicht (45° Shore A)	<input type="checkbox"/>

Fräsmaterial v3 +v4	
EVA hellblau (25° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA weiß (30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA braun (35° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA weiß (45° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA schwarz ESD (30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA schwarz ESD (40° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA schwarz-orange (40°/30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA blau-weiss (55°/35° Shore A)	<input type="checkbox"/>

Fräsmaterial v5 + v6	
EVA schwarz ESD (30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA schwarz ESD (40° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA blau-beige-weiss (55°/20°/35° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA braun-schwarz-beige (55°/20°/40° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA braun-grün-braun (55°/30°/45° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA schwarz-orange (40°/30° Shore A)	<input type="checkbox"/>
EVA blau-weiss (55°/35° Shore A)	<input type="checkbox"/>



Geben sie immer eine Kommission an, damit Sie die Einlagen bei einer Nachbestellung wiederfinden.  
Den Kommissions-Namen geben Sie in Easycam nach dem Bestellen im Warenkorb über das Textänderungs Werkzeug ein.

Kommission	
------------	--