



CONCEPT READY

Vorbereitete Lösungen für wiederkehrende Versorgungen



CONCEPT READY

Der Fachkräftemangel verändert die Rahmenbedingungen in Sanitätshäusern und orthopädie(schuh)-technischen Betrieben. Gleichzeitig bleibt die Einlagenversorgung eine zentrale wirtschaftliche Säule des Unternehmens.

CONCEPT Ready unterstützt Betriebe dabei, wiederkehrende Versorgungsleistungen klar zu strukturieren und wirtschaftlich tragfähig abzubilden.

Vorbereitete Lösungen reduzieren Werkstattaufwand und schaffen Entlastung im Tagesgeschäft.

So bleibt Zeit und fachliche Kapazität für komplexe und individuelle Versorgungsleistungen erhalten.



Modellübersicht

			08.03.01 STÜTZEND	08.03.02 BETTEND	Fersenspornentlastung	Rigidus-Option	Weichbettung	Keil-Option	Zusätze abrechenbar	Eigenanteil empfohlen	EXPRESSLAGER	
BASIC		SBC-01 ZG		✓					✓	✓	✓	
		SBC-02	✓						✓		✓	
		SBC-03 RP	✓		✓				✓	✓	✓	
COMFORT		3363-257	✓						✓	✓	✓	
		3363-257 FS	✓		✓				✓	✓	✓	
		6765-100 HK		✓					✓		✓	
		6765-100 FS		✓	✓				✓	✓	✓	
		P 8663-264 HK		✓					✓	✓	✓	
		P 8661-264 HK FS		✓	✓				✓	✓	✓	
PREMIUM		3D 3063-580	✓						✓	✓	✓	
		3D 3063-580 FS	✓		✓				✓	✓	✓	
		3D 3163-580	✓				✓		✓	✓	✓	
		3D ZF-01 mit Decke		✓						✓	✓	✓
		3D ZF-04 mit Decke		✓	✓					✓	✓	✓

Mehr
Bewegung.
Mehr
Lebensqualität.

SANITÄTSHAUS
Verkäuferin

EXPRESSLAGER
Inlagen für jeden Schritt.
Individuell. Unterstützend. Entlastend.

Dämpfend Stützend Entlastend





BETTEND SOFT-LINE Zuschliff HK

Polster Microfaser sand

Der zugeschliffene Bettungseinlagenrohling mit Versteifung und Microfaserbezug anperforiert



EXPRESSLAGER

Modell: SBC-01 ZG



36 - 48

AUFBAU



UNTERBAU SBC






- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbstütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ zugeschliffener EVA-Schaum in 35° Shore A
- ✓ Unterbau 7,5 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschliff Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	EVA35 weiß 7,5 mm
 Umrisform	langsohlig, Unisex
 Decke	EVA beige 3 mm (30 °Shore A) + Microfaser perforiert
 Pelotte	Pelotte fest
 HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne Keil, mit HK, zugeschliffen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:
375 2L L01 785 2 076 00000




STÜTZEND FLEX-LINE Polster beige Microfaser perforiert

Der stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und
Microfaserbezug anperforiert



EXPRESSLAGER

Modell: SBC-02



AUFBAU



UNTERBAU SBC

- ✓ Universal-Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Spannungskern
- ✓ Textilfutter langsohlig, weiß
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 80°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	2-Komponenten Versteifung
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	EVA beige 3 mm (30 °Shore A) + Microfaser perforiert
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Textilfutter

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß,
Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit
Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit
Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:
035 4L L01 785 2 166 00000



STÜTZEND FLEX-LINE Polster beige Fersensporn Microfaser perforiert

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Fersensporentlastung sand



EXPRESSLAGER

Modell: SBC-03 RP



36 - 48

AUFBAU



UNTERBAU SBC

- ✓ Universal-Leistenform niedrige Sprengung
- ✓ Teilelastischer Spannungskern mit Fersenspornaussparung
- ✓ Textilfutter langsohlig, weiß
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 80°C

ANWENDUNG

Fersensporn

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/ -polster
und Weichpolster langsohlig

Unterbau	2- Komponenten Versteifung
Umrisssform	langsohlig, Unisex
Decke	EVA beige 3 mm (30 °Shore A) + Microfaser perforiert
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Textilfutter, Fersenpolster, Fersenloch gestanzt

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß,
Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit
Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit
Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

035 4L L01 785 2 167 00000



STÜTZEND STABLE-LINE Polster rot Microleder grau

Der stützende Einlagenrohling mit Weichpolster und
Microlederbezug in Unisexform

EXPRESSLAGER



Modell: 3363-257



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 33

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Teilelastischer Spannungskern
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springolon rot 3 mm (15° Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)


Herstellernummer:

036 4L 363 869 1 000 00000



STÜTZEND STABLE-LINE Fersensporn Microleder grau

Der stützende Einlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung und Microlederbezug



EXPRESSLAGER

Modell: 3363-257 FS



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 33

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Teilelastischer Verspannungskern
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

Unterbau	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
Umrisssform	langsohlig, Unisex
Decke	Springolon rot 3 mm (15° Shore A); Fersenmodul Springersorb schiefer 3 mm + Microleder
Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

036 4L 363 871 1 000 00000



BETTEND FAST-LINE HK Microkork schwarz Microleder grau

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz mit Versteifung und Microlederbezug

EXPRESSLAGER



Modell: 6765-100 HK



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 6363

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Versteifung innenliegend
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

🔦 Unterbau	Microkork schwarz 10 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Sportosoft rot 5 mm perforiert (30° Shore A) + Microleder vorverklebt
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:

379 2L 901 792 1 001 00000



BETTEND FAST-LINE Fersensporen Microkork schwarz Microleder grau

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz
mit Fersensporen und Microlederbezug



EXPRESSLAGER

Modell: 6765-100 FS



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 6363

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Fersensporenentlastung
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort, Fersensporen

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersensporenausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

🔦 Unterbau	Microkork schwarz 10 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Sportosoft rot 5 mm perforiert (30° Shore A) + Microleder vorverklebt
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, Fersensporen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:

379 2L 901 792 1 020 00000



BETTEND SPRINGOSOFT-LINE HK Polster rot Microleder grau

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung und Microlederbezug

EXPRESSLAGER



Modell: P 8663-264 HK



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 8663

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 9 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Springosoft40 schwarz 9 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springosoft27 rot 4 mm (30 °Shore A) + Microleder
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:


374 2L 860 790 1 050 00000



BETTEND SPRINGOSOFT-LINE

HK Fersensporen Microleder grau

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender Fersensporenentlastung und Microlederbezug



EXPRESSLAGER

Modell: P 8661-264 HK FS



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 8661

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbstütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 9 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil, Fersensporenausnehmung/ -polster und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Springosoft40 schwarz 9 mm
 Umrisssform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springosoft27 rot 4 mm (30 °Shore A) + Microleder
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, abweichende Leistengröße, Fersensporen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:

374 2L 860 790 1 053 00000



STÜTZEND 3D-DRUCK Microleder bordeaux

Der stabil stützende Einlagenrohling mit
Microlederbezug in Unisexform

EXPRESSLAGER



Modell: 3D 3063-580



35 - 48

AUFBAU



3D-DRUCK 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ reycelbares TPU-Material
- ✓ 4 mm Polster
- ✓ komfortabel

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	3D-Druck Unterbau
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Sportolight schiefer 4 mm (18° Shore A) + Microleder glatt
Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

979 21 363 793 2 000 00000



STÜTZEND 3D-DRUCK Fersensporn Microleder bordeaux

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Fersensporn und Microlederbezug in Unisexform



EXPRESSLAGER

BASIC

COMFORT

PREMIUM

Modell: 3D 3063-580 FS



35 - 48

AUFBAU



3D-DRUCK 30

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ reyclbares TPU-Material
- ✓ Fersensporentlastung
- ✓ komfortabel

ANWENDUNG

Allround, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornausnehmung/ -polster und Weichpolster langsohlig

🔦 Unterbau	3D-Druck Unterbau
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Sportolight schiefer 4 mm (18° Shore A) + Microleder glatt
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

979 21 363 793 2 004 00000



STÜTZEND 3D-DRUCK Rigidus Microleder bordeaux

Der stabil stützende Unterbau mit Rigidusfeder in Unisexform

EXPRESSLAGER



Modell: 3D 3163-580



AUFBAU



3D-DRUCK 31

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ reyclbares TPU-Material
- ✓ Rigidusfeder
- ✓ komfortabel

ANWENDUNG

Hallux Rigidus

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Rigidusfeder und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	3D-Druck Unterbau
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Sportolight schiefer 4 mm (18° Shore A) + Microleder glatt
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Rigidusfeder

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

979 21 363 793 2 005 00000



BETTEND 3D-DRUCK Knick-Senkfuß-Modell Deckbezug

Der 3D-gedruckte Einlagenrohling mit Längsgewölbestütze und Tropfenpelotte mit Decke.



Modell: ZF 3D-01 mit Decke



AUFBAU



3D-DRUCK

- ✓ nachhaltig, kein unnötiger Abfall
- ✓ reyclbares TPU-Material
- ✓ offenporig, atmungsaktiv
- ✓ komfortabel

ANWENDUNG

Allround, Alltag, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	ZF 3D-Druck schwarz
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	<ul style="list-style-type: none"> ● Microleder BIOECO blau ● Springolon schwarz 1,5 mm + Cool-Meg gelb ● Springolon schwarz 1,5 mm + Microleder BIOECO blau
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß

Herstellernummer:
980 21 3D1 998 2 000 00000




BETTEND 3D-DRUCK Knick-Senk-Spreizfuß-Modell + MFK-Modul II-III + Fersensporen Deckbezug

Der 3D-gedruckte Einlagenrohling mit Längsgewölbestütze, Tropfenpelotte, Fersensporen-Weichbettung und Vorfußweichbettung (MFK II-III).



Modell: ZF 3D-04 mit Decke



AUFBAU



3D-DRUCK

- ✓ nachhaltig, kein unnötiger Abfall
- ✓ reyclbares TPU-Material
- ✓ offenporig, atmungsaktiv
- ✓ komfortabel

ANWENDUNG

Allround, Alltag, Comfort, Fersensporen, Metatarsalgie

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig, Weichbettung Vorfußbereich, Fersensporensparung

🔦 Unterbau	ZF 3D-Druck schwarz
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	<ul style="list-style-type: none"> ● Microleder BIOECO blau ● Springolon schwarz 1,5 mm + Cool-Meg gelb ● Springolon schwarz 1,5 mm + Microleder BIOECO blau
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Weichbettung MFK II-III; Fersensporen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuss, Fersensporen, Vorfußbeschwerden

Herstellernummer:


980 21 3D2 998 2 003 00000





Unterstützung, die den Alltag erleichtert.

CONCEPT Ready endet nicht beim Produkt. Ergänzend stellen wir Services zur Verfügung, die Beratung, Kommunikation und Verkauf im Alltag unterstützen.




Plakate
Werbung am Point of Sale

Set Einlagen-Plakate mit dem Thema „Gesunde Bewegung beginnt mit der richtigen Einlage“ (4 Plakate im Set)

Einsatz: Verkaufstresen, Beratungsplatz, Wartebereich

Ziel: Einlagen im modernen Look präsentieren



Bilderservice
Einheitliche Bildsprache für Ihre Kommunikation

Der Bilderservice stellt ausgewählte Motive zur Verfügung, die Einlagenversorgung verständlich und patientennah zeigen.

Geeignet für: Website, Aushang, Social Media, Print

Ziel: Professioneller Auftritt ohne eigene Bildproduktion

→ Alle Tools sind optional und ergänzen das CONCEPT Ready.

👉 springer-berlin.de/marketing-service



Unsere Serviceversprechen.







Alle Artikel im Webshop
ansehen und bestellen:

<https://shop.springer-berlin.de>





 **SPRINGER AKTIV AG**
Lengeder Str. 52
D - 13407 Berlin

 +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
 bestellung@springer-berlin.de
 www.springer-berlin.de
 shop.springer-berlin.de