



CONCEPT EXPRESS ECONOMY

CONCEPT EXPRESS ECONOMY

€ PREISGÜNSTIG

≡E SCHNELLE LIEFERUNG







Dieses Sortiment steht für preisgünstige und schnell verfügbare Einlagenrohlinge, die Ihnen im Alltag maximale Sicherheit geben. Sie bleiben jederzeit handlungsfähig – unabhängig von Engpässen im Markt.

- ▶ Überzeugender Deckungsbeitrag
- ▶ Innerhalb 48h versandbereit
- ▶ Wichtigste PG 08-Bereiche
- ▶ Keine Mindestbestellmengen





Modellübersicht

			Fersensporrentlastung	Keil-Option	Weichbettung / Polster	Zusätze abrechenbar	Eigenanteil empfohlen	EXPRESSLAGER	
STÜTZEND		3263-268				✓	✓	✓	✓
		3263-268 FS	✓			✓	✓	✓	✓
		3263-269						✓	✓
BETTEND		6365-15				✓	✓	✓	✓
		P 8561-266 HK FS	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		P 8563-266 HK		✓		✓	✓	✓	✓



STÜTZEND STABLE-LINE Polster Microleder blau

Der stabil stützende Einlagenrohling mit Weichpolster
und Microlederbezug in Unisexform

EXPRESSLAGER



Modell: 3263-268



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 32

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrei, dünne Ränder
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Weichbettung langsohlig

Unterbau	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
Umrissform	langsohlig, Unisex
Decke	Springolon schwarz 3 mm (15° Shore A) + Microleder
Pelotte	Pelotte fest
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

036 4L 363 782 2 000 00000



STÜTZEND STABLE-LINE Fersensporn Microleder blau

Der stabil stützende Einlagenrohling mit weichbettender
Fersenspornentlastung und Microlederbezug



EXPRESSLAGER

Modell: 3263-268 FS



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 32

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Stabiler Spritzgusskern bis unter die Pelotte, fersenfrem, dünne Ränder
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround, Fersensporn

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Fersenspornaussparung/ -polster und Weichpolster langsohlig

🔦 Unterbau	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springolon schwarz 3 mm (15° Shore A); Fersenmodul Springersorb schiefer 3 mm + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:
036 4L 363 783 2 034 00000



STÜTZEND STABLE-LINE Microleder blau dünn

Der stützende Einlagenrohling mit
Microlederbezug blau in Unisexform



Modell: 3263-269



35 - 48

AUFBAU



KERNSYSTEM 32

- ✓ Leistenform gute Längsgewölbestütze, flache Ränder, Fersenmulde
- ✓ Teilelastischer Spannungskern
- ✓ Ohne Futter
- ✓ Thermoplastizität ab ca. 100°C

ANWENDUNG

Allround

ABRECHNUNGSHINWEISE

Ohne Zusätze

🔦 Unterbau	Berlen Flex schwarz 1,4 mm + Berlen Flex weiß 1,8 mm
👤 Umrisssform	langsohlig, Unisex
👞 Decke	Aquiline schwarz + Microleder
👉 Pelotte	Pelotte fest
⊕ HK/Keil/Futter/Sonstiges	ohne

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senkfuß schlaff, Knick-Senk-Spreizfuß, Spreizfuß mit Hallux valgus, Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden, Hohlfuß, Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen, Morbus Köhler (I+II)

Herstellernummer:

036 4L 363 947 2 000 00000



BETTEND FAST-LINE Microkork schwarz Microleder blau

Der schuhbodenadaptierte Bettungseinlagenrohling schwarz
mit Microlederbezug blau geprägt



EXPRESSLAGER

Modell: 6365-15



35 - 48

AUFBAU



UNTERBAU 6363

- ✓ Universal-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und leicht hochgezogenem Außenrand
- ✓ Microkork-Schaum in 50° Shore A
- ✓ Zweischichtig 15 mm schuhbodenadaptiert verpresst
- ✓ Vorschleiß Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusatz Supinations- /Pronationskeil

Unterbau	Lunatec Press 2 weiß 10 mm + Microkork schwarz 6 mm
Umrisssform	langsohlig, Unisex
Decke	Microleder vorverklebt
Pelotte	Microleder vorverklebt
HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, ohne HK, abweichende Deckengrößen

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:

370 2L 901 123 1 009 00000




BETTEND SPRINGOSOFT-LINE HK Fersensporn Microleder blau

Der Bettungseinlagenrohling mit weichbettender Fersenspornentlastung und Microledederbezug

EXPRESSLAGER



Modell: P 8561-266 HK FS



STÜTZEND

BETTEND

AUFBAU



UNTERBAU 8561

- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbstütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinsleiff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE

Zusätze Supinations- / Pronationskeil, Fersenspornausschnitt / -polster und Weichbettung langsohlig

🔦 Unterbau	Springosoft40 schwarz 9 mm
👤 Umrissform	langsohlig, Unisex
👉 Decke	Springosoft27 schwarz 4 mm (25° Shore A); Fersenmodul Lunatepress3 lachs 12 mm + Microleder
👉 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
⊕ HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, abweichende Leistengröße, Fersensporn

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:

374 2L 860 784 1 053 00000



BETTEND SPRINGOSOFT-LINE HK Polster Microleder blau

Der flachgedrückte Bettungseinlagenrohling mit
Microlederbezug



Modell: P 8563-266 HK



AUFBAU



UNTERBAU 8563






- ✓ Mittelbreit-Leistenform mit bettender Längsgewölbestütze, Fersenmulde und Außenrand
- ✓ SPRINGOSOFT-Schaum in 40° Shore A
- ✓ Unterbau 12 mm flachgedrückt tiefgezogen
- ✓ Vorschleiff Korn 40, Feinschliff Korn 80

ANWENDUNG

Sport, Comfort

ABRECHNUNGSHINWEISE


Zusätze Supinations- / Pronationskeil und Weichbettung langsohlig

 Unterbau	Springosoft40 schwarz 9 mm
 Umrissform	langsohlig, Unisex
 Decke	Springosoft27 schwarz 4 mm (25°Shore A) + Microleder
 Pelotte	ohne Pelotte, mit Druck
 HK/Keil/Futter/ Sonstiges	ohne Keil, mit HK, plattgedrückt, abweichende Leistengröße

INDIKATIONEN GEMÄSS PG 08

Knick-Senk-Spreizfuß, Hallux rigidus, Ballen-Hohlfuß, rheumatischer Spreizfuß, angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Herstellernummer:
374 2L 860 780 1 050 00000



NORD-OST: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt Nord, Berlin, Brandenburg, Hamburg | **NORD-WEST:** Bremen, Niedersachsen-West, NRW-Nord | **OST:** Sachsen-Anhalt-Süd, Niedersachsen Süd-Ost, Thüringen, Sachsen | **WEST:** NRW-Süd, Hessen, Rheinland-Pfalz Nord | **SÜD-WEST:** Saarland, Hessen-Süd, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz Süd | **SÜD-OST:** Bayern
(Zahlen auf der Karte entsprechen den Postleitzahlgebieten)



Persönliche Beratung.



Heiko Schreiter
LEITUNG VERTRIEB + OST
☎ 0176 - 563 103 59
☎ 030 - 49 00 03 - 20
✉ heiko.schreiter@springer-berlin.de



Boris Hermsen
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
☎ 0170 - 34 55 319
☎ 49 (0)30 - 49 00 03 - 77
✉ boris.hermsen@springer-berlin.de



Donatus Dalbert
NORD-WEST
☎ 0151 - 108 225 25
☎ 030 - 49 00 03 - 12
✉ donatus.dalbert@springer-berlin.de



Marco Müller
NORD-OST
☎ 0176 - 563 103 63
☎ 030 - 49 00 03 - 12
✉ marco.mueller@springer-berlin.de



Pascal Adolf
WEST
☎ 0176 - 563 103 68
☎ 030 - 49 00 03 - 13
✉ pascal.adolf@springer-berlin.de



Christian Baumann
SÜD-OST
☎ 0176 - 563 103 64
☎ 030 - 49 00 03 - 20
✉ christian.baumann@springer-berlin.de



Andreas Schäuble
SÜD-WEST
☎ 0176 - 563 103 67
☎ 030 - 49 00 03 - 13
✉ andreas.schaeuble@springer-berlin.de







Unsere Servicezeiten

Mo, Di, Do 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr
Mi, Fr 8:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:00 Uhr



 **SPRINGER AKTIV AG**
Lengeder Str. 52
D - 13407 Berlin

 +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
 bestellung@springer-berlin.de
 www.springer-berlin.de
 shop.springer-berlin.de